

MASSAGE GUN

Instrukcja



Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE



Specyfikacja

1. Mocny, bezszczotkowy silnik o wysokim momencie obrotowym z cichą technologią.
2. Wyjmowane zwolnienie baterii.
3. Akumulator litowo-jonowy (ponad 2 godziny pracy na jednym ładowaniu)
4. Ustawienia wielu prędkości dla optymalnego ciśnienia.
5. Bezprzewodowy i lekki (2,5 funta) „zawiera ładowarkę ścienną AC”
6. Włącznik / wyłącznik zasilania
7. wymienne aplikatory (x4)

Częstotliwość wibracji:

Poziom 1 - 30 Hz, poziom 2 - 40 Hz, poziom 3 - 53 Hz

Waga: 2,5lbs / 1,1kg

Opłata: 110-240 V 50 / 60Hz - 5A - 26 VCD-1A



KULA



WIDELEC



POCISK



PŁASKI

Ładowanie

W pełni naładowana bateria do sześciu godzin przed pierwszym użyciem, podłączona lub odłączona od urządzenia.

Aby naładować, podłącz końcówkę DC dostarczonego adaptera 24 V do portu ładowania akumulatora i podłącz kabel boczny AC do gniazdka ściennego.

Pasek LED na baterii pulsuje, wskazując poziom naładowania baterii i wskazując aktywne ładowanie. Po podłączeniu akumulatora diody LED na urządzeniu migają, pokazując poziom naładowania i sygnalizujące aktywne ładowanie.

Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy wszystkie diody LED przestają migać i pozostają w pełni podświetlone.

Akumulator można ładować w dowolnym czasie i na dowolnym poziomie naładowania.

Nie zaleca się całkowitego rozładowywania baterii do poziomu czerwonej diody LED.

Średni czas pracy wynosi ponad 2 godziny, w zależności od poziomu prędkości i ciśnienia zastosowanego podczas użytkowania.

Instrukcje bezpieczeństwa

- * tylko dla dorosłych
- * UŻYWAJ wyłącznie na suchej, czystej powierzchni ciała na ubraniu, lekko naciskając i przesuając po ciele przez około 60 sekund na każdy obszar
- * Używaj tylko tych aplikatorów, które zapewniają najlepszy pożądaný efekt.
- * Szczotkowanie może wystąpić niezależnie od zastosowanego nacisku na ustawienie kontrolne. Często sprawdzaj leczone obszary i natychmiast zatrzymuj się przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może to spowodować uszczypnięcie.
- * Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych pistoletu do masażu ”.
- * Nie upuszczaj ani nie używaj niewłaściwie pistoletu do masażu.
- * Ładować tylko za pomocą dostarczonej ładowarki do pistoletu do masażu 26 VDC.
- * Dokładnie sprawdź urządzenie i baterię przed każdym użyciem.
- * Nigdy nie pozostawiaj działającego lub ładującego pistoletu do masażu bez nadzoru.

GWARANCJA

Jeśli w ciągu roku od daty zakupu produkt ulegnie awarii z powodu wady materiału lub wykonania, bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt lub niezbędne komponenty.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem poniższego wniosku.

Pacjenci z osteoporozą, osoby z problemami z sercem z elektronicznym urządzeniem medycznym, kobiety w ciąży, każdy z urazem fizycznym lub innymi powikłaniami medycznymi muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem