

# Pistolet do masażu

## Instrukcja

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE



### Diody sygnalizujące aktualny poziom masażu:

poziom 1 - 2100 rpm  
poziom 2 - 2400 rpm  
poziom 3 - 2700 rpm  
poziom 4 - 3000 rpm  
poziom 5 - 3300 rpm  
poziom 6 - 3600 rpm



Głowica widelca



Głowica płaska



Głowica kulowa



Głowica stożkowa

### Konfiguracja

- Włącznik on/off
- Sygnalizacja poziomu mocy LED czerwona
- Sygnalizacja częstotliwości LED niebieska
- Zdemontowany uchwyt baterii
- Zdemontowana, wymienna głowica wibracyjna
- Port ładowania DC
- Ładowarka ścienna AC

### Specyfikacja

Ładowarka sieciowa 7,4-12V

Impuls (uderzenie na minutę) / częstotliwość (Hz):

poziom 1-1800 obr / min / 30 Hz

poziom 2-2400 obr / min / 40 Hz

poziom 3 - 3200 obr / min / 53 Hz

Waga: 2,5 funta / 1,1 kg (3,0 funta, 1,4 kg z ładowarką)

### Instrukcje bezpieczeństwa

- \* tylko dla dorosłych
- \* UŻYWAJ wyłącznie na suchej, czystej powierzchni ciała na ubraniu, lekko naciskając i przesuwając po ciele przez około 60 sekund na każdy obszar
- \* Używaj tylko tych aplikatorów, które zapewniają najlepszy pożądany efekt.
- \* Szczotkowanie może wystąpić niezależnie od zastosowanego nacisku na ustawienie kontrolne. Często sprawdzaj leczone obszary i natychmiast zatrzymuj się przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może to spowodować uszczyplenie.
- \* Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych pistoletu do masażu ”.
- \* Nie upuszczaj ani nie używaj niewłaściwie pistoletu do masażu.
- \* Ładować tylko za pomocą dostarczonej ładowarki do pistoletu do masażu 12 V.
- \* Dokładnie sprawdź urządzenie i baterię przed każdym użyciem.
- \* Nigdy nie pozostawiaj działającego lub ładującego pistoletu do masażu bez nadzoru.

### Ostrzeżenia

1. Do ładowania urządzenia należy używać oryginalnej ładowarki. Pełne naładowanie trwa do 3 godzin, a po pełnym naładowaniu wskaźnik będzie zielony.
2. Nie używaj tego urządzenia podczas ładowania.
3. Nie wkładać ani nie dotykać szczeliny między głowicą masującą a osłoną palcami lub innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby nie przytrzasnąć.
4. Tego urządzenia nie można samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować.
5. Ze względu na dużą moc urządzenia, zaleca się używanie go jednorazowo przez 10-20 minut, aby uniknąć fizycznego dyskomfortu.
6. Nie pozwalaj dziecku na samo uderzenie.
7. jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem poniższego wniosku.

Pacjenci z osteoporozą, osoby z problemami z sercem z elektronicznym urządzeniem medycznym, kobiety w ciąży, każdy z urazem fizycznym lub innymi powikłaniami medycznymi muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem