

## Ręczny przyrząd kosmetyczny

### inFace ION Facial Device

urządzenie do emisji i absorpcji jonów



#### WPROWADZENIE

Urządzenie do pielęgnacji skóry twarzy Xiaomi InFace to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pielęgnacji skóry oraz masażu wibracyjnego twarzy. Uzyskaj profesjonalne efekty w zakątku swojego domu. InFace jajko do pielęgnacji twarzy pozwala na głębokie i efektywne ujędrnienie skóry Twojej twarzy, a także jej wizualne odmłodzenie.

Kosmetyka jonowa z efektem absorpcji. Nadaj swojej skórze czysty i delikatny wygląd

Jony dodatnie służą do głębokiego oczyszczania, delikatnie usuwając zalegające zanieczyszczenia na skórze, wchłaniają sebum, zmniejszają widoczność porów.

Jony ujemne dwukrotnie zwiększają przyswajanie substancji odżywczych i docierają głęboko do skóry, przywracając jej blask.

#### Trzy tryby pracy:

#### Krok 1 – TRYB EMISJI

- 42°C + wibracja + **jonizacja dodatnia**
- Używaj z produktami usuwającymi makijaż aby uzyskać efekt głębokiego oczyszczenia

#### Krok 2 – TRYB ABSORPCJI

- 42°C + wibracje + **jonizacja ujemna** + światło czerwone
- Używaj z produktami nawilżającymi skórę. Dzięki lepszemu przyswajaniu składników odżywczych uzyskasz podwójny efekt nawilżenia.

#### Krok 3 – TRYB REGENERACJI

- Jonizacja ujemna + światło niebieskie
- Używaj z produktami regenerującymi. aby uzyskać głębokie wygładzenie i wzmocnienie.

#### Dodatkowe zalety inFace ION Facial Device:

- Elementy zaprojektowane ze szczególną dbałością
- Wodoszczelność IPX6
- Bioniczny wygląd, ergonomiczny projekt
- Certyfikacja FDA
- Silikon klasy spożywczej
- Antypoślizgowy i trwały materiał
- Duża powierzchnia emisji światła

#### Jak używać Xiaomi INFACE do pielęgnacji twarzy

- Przytrzymaj przycisk włącznika przez 1,5 sekundy,
- Naciskaj przycisk włącznika aby zmieniać tryby pracy jajeczka,
- Po dotknięciu urządzenia do skóry rozpoczniesz pracę ,
- Ogrzewanie wyłącza się automatycznie po 90 sekundach,
- Aby wyłączyć - przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy.

#### Specyfikacja techniczna

- Nazwa produktu: InFace urządzenie do masażu z emisją i absorpcją jonową
- Model: CF-03D

- Bateria: 400mAh
- Napięcie znamionowe: 3,7V
- Moc Znamionowa: 4,5W
- Czas ładowania 100 minut
- Waga produktu około 60g
- Rozmiar: 52x55,8mm
- Wodoszczelność: IPX6

#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowo je używać.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego urządzenia.
  3. Nie ściągaj ani nie przerabiaj urządzenia.
  4. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
  5. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie używaj ani nie umieszczaj go w urządzeniu lub w jego pobliżu.
  6. Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w stanie mokrym w przypadku zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
  7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych, aby umożliwić jego użycie, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia.
  8. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  9. kobiety w ciąży i osoby z nadciśnieniem, chorobami serca nie mogą używać.
  10. Zabrania się korzystania z urządzenia osobie nadmiernie wrażliwej na choroby skóry.
1. Aby uniknąć awarii lub pożaru, przestań używać w przypadku nietypowego nagrzania. 2. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia.
  3. Serum należy nakładać stale podczas stosowania.
  4. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
  5. Poniższe warunki nie pozwalają na: choroby serca, gorączkę, chorobę zakaźną, raka, otwarte skaleczenia, ostrą chorobę, niedociśnienie, nadciśnienie, wszczepienie rozrusznika serca, sztuczne lub leczone serce, choroby skóry, oparzenia słoneczne, u osób wrażliwych, anapetię.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

