

EVOREI
Boost 2
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL



Drogi Kliencie, dziękujemy za Twoje zaufanie i zakup urządzenia Evorei BOOST 2. Wybrany przez Ciebie produkt jest urządzeniem przeznaczonym do higieny jamy ustnej. Urządzenie nie jest produktem medycznym przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego. **Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.** Nieprzestrzeganie zasad przedstawionych w instrukcji może spowodować obrażenia oraz może przyczynić się do uszkodzenia urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

01. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonej sprawności motorycznej, psychicznej albo poznawczej mogą używać produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.
- Nie należy używać urządzenia dłużej niż przez 5 minut i częściej, niż co 2 godziny.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku posiadania ran w jamie ustnej.
- Przed zastosowaniem urządzenia powinno się usunąć biżuterię z jamy ustnej.
- Nie wrzucać lub wkładać żadnych obcych przedmiotów do otwartego urządzenia.
- Jeżeli lekarz zalecił przyjmowanie antybiotyku przed wykonaniem wszelkich czynności dentystycznych, należy skonsultować się ze stomatologiem przed użyciem tego urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzone przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Urządzenie nie należy demontować z wyjątkiem sytuacji, gdy ma ono zostać poddane utylizacji.
- Nie należy wkładać wtyczki do gniazdka o innym napięciu niż przypisane do tego urządzenia.
- Nie napełniaj zbiornika wodą o temperaturze przekraczającej 40°C.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Jeżeli jest uszkodzone, nie używaj go.
- Nie uderzaj ani nie upuszczaj urządzenia, jeżeli na skutek takiego działania pojawi się uszkodzenie – zaprzestaj używania urządzenia.
- Trzymaj przewód zasilający akumulator z dala od nagranych powierzchni.

EVOREI
Boost 2
USER'S MANUAL

EN



Dear Customer, Thank you for trusting our brand and buying Evorei BOOST 2. The product you have chosen is a device designed for maintaining oral hygiene. The device is not a medical product and is designed for household use only. **Before using the device, please follow the user manual carefully.** Failure to comply with the rules presented in the instructions can cause injuries or device damage. The manufacturer is not liable for the damages resulting from not following the instructions.

01. SAFETY

- Children 8 years and older and people with reduced motor, mental or cognitive abilities can use the device only under guardian supervision.
- It is not recommended to use the device longer than 5 minutes or more often than every 2 hours.
- Do not use the device if you have sores or cuts inside your mouth.
- Remove all jewelry from your mouth before using the device.
- Do not toss or put any objects into the device when open.
- If your doctor recommended you to take antibiotics before doing any dental work, consult your dentist before using the device.
- The device is not a toy.
- Cleaning and maintenance should not be performed by children without adult supervision.
- Do not disassemble the device except for when it is supposed to be utilized.
- Do not fill the tank with water over 40°C.
- Check the device before every use. If it appears to be damaged, do not use it.
- Do not hit or drop the device. If you drop or hit the device, and it becomes damaged – stop using it immediately.
- Store the charging cord away from heated surfaces.
- Do not power the device without previously mounting a jet tip.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Keep the tip of the water flosser out of reach of children – choking hazard!
- Mouthwash can damage the device. Do not pour mouthwash inside the water flosser tank.
- If you feel pain or discomfort during or after irrigation, or fear of experiencing other reactions to the water flosser, consult your doctor.
- Do not press the tip of the flosser too hard against your gums or teeth.
- Use only original tips included in the set.

- Nie włączaj urządzenia bez nalożonej końcówki.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
- Trzymaj końcówkę irygatora poza zasięgiem dzieci; istnieje ryzyko zadławienia.
- Płynny do płukania ust mogą uszkodzić urządzenie. Nie wlewaj płynów do płukania ust do zbiornika wody.
- Jeżeli w trakcie lub po irygacji odczuwasz ból albo dyskomfort, lub masz jakiegokolwiek objaw związany z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skontaktuj się z lekarzem.
- Nie przyciskaj końcówki zbyt mocno do dźbieł ani zębów.
- Używaj tylko oryginalnych końcówek, które są dołączone do zestawu.
- Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia przestrzeni między zębami, języka oraz do poprawy kondycji dźbieł. Nie używaj urządzenia w sposób inny niż zawarty w instrukcji obsługi!
- Nie należy kierować strumienia wody bezpośrednio pod język, do ucha, nosa ani do innych delikatnych miejsc. Urządzenie jest zdolne do wytworzenia ciśnienia, które może powodować uszkodzenia w tych obszarach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użycia przez dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności psychicznej albo poznawczej.
- Nie próbuj samodzielnie naprawić, modyfikować ani demontować części urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może wpadć do wanny lub umywalki.

02. IRYGATOR DO HIGIENY JAMY USTNEJ

Służy do czyszczenia przestrzeni wokół aparatów stałych, koron i mostów. Usuwa do 99% płytki nazębnej oraz doskonale czyszczy obszary między zębami oraz poniżej linii dźbieł.

Klasyczne czyszczenie zębów: Mycie zębów za pomocą tradycyjnej szczoteczki nie zapewnia dokładnego usunięcia resztek jedzenia oraz bakterii z obszarów między zębami.

- The device is designed to clean the spaces between teeth and tongue and to improve gum health. Do not use the device for other reasons than what stated in the user manual!
- Do not direct the water stream directly under the tongue, inside the ear, nose, and other delicate places. The device can produce such pressure that can damage these sensitive spots.
- The device is not designed to be used by children and people with reduced mental or cognitive capabilities.
- Do not try and fix the device on your own, or modify and disassemble the device parts.
- Do not put the device in a place where it can fall into a tub or sink.


02. ORAL HYGIENE IRRIGATOR

Designed to clean the spaces between permanent braces, crowns, and dental bridges. It gets rid of up to 99% plaque and perfectly cleans the spaces between teeth and below gum lines.

Standard teeth cleaning: Washing your teeth with a traditional brush does not provide a thorough removal of all the leftover food particles and bacteria from between the teeth.

The range of dental floss is also limited - it can reach only the upper gum line.

Irrigator will precisely remove food particles residue, and pathogenic bacteria from the spaces between teeth.




03. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Evorei BOOST 2
- 4x Końcówki klasyczne
- 1x Kabel do ładowania USB
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Uchwyć z wężkiem
- 1x Etui podróżne

04. OPIS URZĄDZENIA

- Pokrywa zbiornika
- Rączka z przyciskiem pauzy
- Końcówka do irygacji
- Pokrętło regulacji końcówek 360°
- Przycisk blokady końcówki
- Zbiornik na wodę 500ml
- Rączka z przyciskiem pauzy
- Przełącznik regulacji ciśnienia
- Włącznik/Wyłącznik
- Przysawki
- Podstawa irygatora
- Wężyk doprowadzający wodę




05. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

UWAGA! Przed użyciem irygatora należy go uprzednio naładować za pomocą dostarczonego w zestawie kabla USB. **Nie można używać irygatora w trakcie ładowania baterii!**

06. UŻYCIĘ IRYGATORA

- Pochyli się w stronę umywalki i włóż końcówkę irygatora do ust. Skieruj ją na zęby, a drugą ręką nacisnąć przełącznik i ustaw preferowane ciśnienie.
- Pierścieniem regulacji można zmieniać kierunek przepływu wody 360°.




07. PODŁĄCZENIE PODSTAWY I RĄCZKI IRYGATORA

- Zainstaluj przyłączkę wężyka do gniazdka, które znajduje się w podstawie irygatora.




08. PRACUJĄCY CYKL I ŁADOWANIE

- Czas jednego cyklu irygacji przy pełnym zbiorniku wody (500ml) wynosi 150s. Po zakończeniu irygacji, urządzenie wyłączy się automatycznie.
 - Proces czyszczenia zębów można przerwać, używając przycisku WYŁĄCZ. Wyłącznik znajduje się na podstawie irygatora lub korzystając z przycisku pauzy na ręczce.
 - Poziomi pasek sygnalizowany jest diodą LED znajdującą się przy przycisku zasilania u podstawy urządzenia.
- Czas ładowania baterii ok 4 godzin.**
Czas pracy urządzenia przy pełnym naładowaniu baterii ok 2 tygodnie.
- Gdy wskaźnik LED baterii szybko miga – niski poziom baterii
 - Gdy wskaźnik LED baterii wolno miga – bateria w trakcie ładowania
 - Gdy wskaźnik LED baterii jest ciągły – bateria jest w pełni naładowana
- UWAGA!** NIE wolno używać produktu w trakcie ładowania baterii!




09. MONTAŻ I DEMONTAŻ ZESTAWU

- Zainstaluj zbiornik na wodę może pomieścić rączkę i końcówki do irygacji. Do zbiornika można umieścić podstawę urządzenia, a następnie zamknąć pokrywę zbiornika na wodę jak przedstawia poniższy rysunek.




10. TECHNIKA CZYSZCZENIA ZĘBÓW

- Skiełkuj strumień wody pod kątem 90° do linii dźbieł, blisko ust, aby uniknąć chłapania wodą, ale tak aby woda mogła swobodnie przepływać z ust do umywalki. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy zacząć od tylnych części jamy ustnej i płynnie przechodzić do przednich zębów. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dźbieł zatrzymując się na krótko między zębami. Kontynuuj proces, dopóki nie oczyścisz wewnątrz i na zewnątrz zarówno górnych, jak i dolnych zębów.



11. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- Urządzenie można wyłączyć przyciskiem zasilania **ON/OFF** znajdującym się w podstawie irygatora lub przyciskiem regulacji poziomu ciśnienia.
- 12. KOŃCÓWKI DO IRYGACJI**
Klasyczna końcówka do irygacji służy do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych, szczelin dziąsłowych oraz kieszonek dziąsłowych. Klasyczna końcówka przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji w trudno dostępnych miejscach.
- 13. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**
1. Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko czystej wody lub łagodnych środków czyszczących. Stosowanie substancji o kwaśnym odczynie (np. soda, ocet), może spowodować jego uszkodzenie. Nie wolno stosować wody o temperaturze wyższej niż 40°C.
2. Trzymaj urządzenie z daleka od wysokiej temperatury i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.
3. Po zakończeniu irygacji wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik. Włącz na chwilę urządzenie, aby pozbyć się resztek wody zalegających w urządzeniu. Wyłącz urządzenie, zamknij pokrywę zbiornika wody i wyczyść irygator suchym ręcznikiem.
4. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.
5. W przypadku awarii urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z serwisem producenta.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ wszelka próba ingerencji w mechanizm urządzenia może spowodować utratę gwarancji.



14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|---|---|---|
| Wyciek wody pomiędzy końcówką a rączką irygatora. | Końcówka nie jest włożona prawidłowo. | Wyciągnij końcówkę irygatora i ponownie zamontuj ją w rączce. |
| Wyciek wody z wężyka doprowadzającego wodę. | Uszkodzony wężyk. | Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z serwisem producenta. |
| Wyciek wody ze zbiornika. | Brak zaworu na dnie zbiornika lub zawór jest odwrotnie zamontowany. | Zamontuj zawór we właściwym kierunku i lub zgłoś problem do sprzedawcy. |
| Cięszenie wody jest bardzo niskie. | Końcówka jest zatkana lub zdeformowana. | Wymień końcówkę. |
| Irygator się nie włącza. | Uszkodzony mechanizm lub wyładowana bateria. | Sprawdź poziom naładowania baterii/ Skontaktuj się ze sprzedawcą. |
| Pęknięcie podłączalowej końcówki irygatora. | Końcówka może być zużyta. | Wymień na nową. |
| Nie działają przyciski na rączce irygatora. | Bateria jest wyładowana lub źle zamontowana. | Sprawdź lub wymień baterię. |

15. SPECYFIKACJA

Pojemność: 500ml
Pulsacja wody: 1400 – 1800 impulsów na min.
Zakres ciśnienia: 20 – 100PSI
Moc: 5W
Napięcie: DCSV 1A
Akumulator: 2000mAh Li
Wodoodporność: IPX7
Regulacja końcówki: 360°
5 poziomowy zakres ciśnienia: Tak
Waga: 0,48 kg
Wymiary: 137x103x119mm

16. KARTA GWARANCYJNA/ REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://evorei.pl/gwarancja/>
Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.igktrade.pl/>
Szczegółowy kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.evorei.pl

16. WARRANTY/ CLAIMS

This product is covered by a 24-month warranty. The warranty conditions are available on the website: <https://evorei.pl/warranty/>
Complaints should be submitted with the complaint form which can be found at <http://reklamacje.igktrade.pl/>
Contact details and the address of the service can be found on the website: www.evorei.pl

The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19 / EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.

16. IMPORTER:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Kraków
Poland

Made in P.R.C.